

Xiaomi Water Flosser 2 EU

Модел: BHR9682EU | MEO705

Ръководство за употреба — Български

Прочетете и съхранявайте тези инструкции за бъдеща справка.

Инструкции за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Не използвайте продукта, освен ако не разбирате напълно процедурите за работа и начина на употреба, за да предотвратите наранявания вследствие на неправилна употреба.
- Потребители с пародонто заболяване или претърпели пародонтна хирургия в последните шест месеца трябва да използват продукта под наблюдението на зъболекар.
- Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без необходимия опит и знания, освен ако не им е осигурен надзор или инструктаж от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Изключете продукта от захранващия адаптер и кабела за зареждане преди употреба, почистване или поддръжка. Не излагайте уреда или батерията на екстремни температури.


Δ Предпазни мерки:

- При наличие на орални или зъбни наранявания, потърсете лекарски съвет преди употреба на продукта, за да избегнете ненужно нараняване.
- Бактерии: Препоръчва се след употреба да изпразвате резервоара за вода и да оставите иригатора да работи за няколко секунди, за да изтече остатъчната вода, като по този начин предотвратявате разрастването на бактерии, неприятни миризми и повреди.
- Използвайте захранващ адаптер 5V=1A (продаван отделно) за зареждане на продукта.

Забележка:

Илюстрациите на продукта и аксесоарите в ръководството са само за справка. Действителният продукт и функции може да се различават поради подобрения на продукта.

Преглед на продукта



① Бутон за освобождаване на накрайника

② Бутон за включване

③ Индикатори

- Мек режим
- Стандартен режим
- Мощен режим
- Ниво на батерията

④ Тяло на иригатора

⑤ Резервоар за вода

⑦ Отвор за накрайника

⑧ Гумена тапа

⑨ Порт за зареждане

⑩ Капак на резервоара за вода

⑪ Стандартен накрайник

⑫ Ортодонтски накрайник

⑬ Кратко ръководство за употреба

⑭ Ръководство за употреба

⑮ Гаранционна карта

Начин на употреба

Δ Предпазни мерки:

- При използване на продукта за първи път е нормално да се усеща малко дискомфорт. Това е нормално за нов иригатор.
- При поява на сърбеж или чувствителност на венците при използване на иригатора за първи път е нормално леко кървене, тъй като венците не са свикнали с иригатора. Обикновено това ще изчезне в рамките на 1–2 седмици.
- За потребители за първи път се препоръчва да започнете с мекия режим и стандартния накрайник. Поддържайте тази практика в продължение на седмица, преди да преминете към друг режим. Ако дискомфортът продължи повече от 2 седмици, спрете употребата и потърсете лекарски съвет.

Зареждане

- Продуктът трябва да бъде напълно зареден преди първа употреба.
- Предоставеният кабел за зареждане е специален аксесоар за продукта. Необходими са приблизително 4 часа за пълно зареждане; съхранявайте го правилно.
- Преди зареждане се уверете, че продуктът и ръцете ви са сухи. Включете кабела в порта за зареждане, свържете с адаптер (продаван отделно) и активирайте захранването, за да стартирате зареждането.

Забележка:


- Продуктът трябва да се зарежда при температура от 0°C до 35°C. Зареждането не е възможно при температури под 0°C.

Описание на индикатора за нивото на батерията

Статус на иригатора	Ниво на батерията	Индикация
Работещ	40–100%	Постоянно бяло
	20–40%	Постоянно оранжево
	10–20%	Бързо мигащо оранжево
	<10%	Бързо мигащо оранжево (невъзможно включване)
Зареждане	100%	Постоянно бяло
	40–100%	Мигащо бяло
	<40%	Мигащо оранжево

Пълнене на резервоара за вода

- Дръжте иригатора хоризонтално, отворете капака на резервоара за вода и го напълнете с подходящо количество вода, след което затворете капака.




Δ Предпазни мерки:

- Препоръчва се използването на топла вода с температура не над 40°C или вода от чешмата.
- Не пълнете иригатора с паста за зъби, сол, твърди таблетки за уста, разтвор за уста, съдържащ изопропил миристат, или химикали, които могат да запушат или повредят иригатора.

Накрайници за иригатора

- Стандартен накрайник: Тънката водна струя премахва хранителните остатъци от пространствата между зъбите и пукнатините, предотвратявайки кариеси и зъбен камък. Подходящ за ежедневно орално почистване и за хора с дълбока нужда от почистване.
- Ортодонтски накрайник: Накрайникът е способен да почиства сложни зони, включително тези с зъбни скоби, което го прави подходящ за лица в процес на ортодонтско лечение.



Забележка:

- Ако върхът на накрайника е деформиран, моля, заменете го незабавно с нов, за да избегнете потенциална повреда на продукта. Препоръчва се да сменяте накрайника на всеки 3–6 месеца.

Сглобяване и разглобяване на накрайника

- Вкарайте накрайника вертикално в отвора до щракване.
- Откачете накрайника, като натиснете едновременно бутон за освобождаване и издърпате накрайника нагоре.

Δ Предпазно:

Не натискайте бутона за освобождаване на накрайника по време на употреба, тъй като това може да доведе до изхвърляне на накрайника и потенциално нараняване.

Включване/изключване

- Натиснете бутона за включване ②, за да включите/изключите иригатора.

Забележки:


- Иригаторът е оборудван с 2-минутна таймер функция и ще се изключи автоматично след 2 минути непрекъсната работа. За да продължите, натиснете отново бутона за включване.
- Стандартният режим позволява 50 секунди непрекъснато почистване с пълен резервоар вода, като продължителността може да варира при различни режими.

Превключване на режими

- Натиснете бутона за режим ③, за да преминете последователно през мек, стандартен и мощен режим. Индикаторът, съответстващ на избрания режим, ще светне.

Забележка:

- Иригаторът има функция за запаметяване на режима. При повторно включване автоматично ще възстанови последно използвания режим.




- Мек режим: Мек напор на водата за деликатно почистване.
- Стандартен режим: Стандартен напор на водата за ефективно почистване.
- Мощен режим: Мощен напор на водата за дълбоко почистване.

Начин на употреба на иригатора

1. Дръжте иригатора вертикално над мивката. Натиснете бутона за режим, за да изберете желанния режим, след това вкарайте накрайника в устата, насочвайки го към интерденталното пространство или линията на венеца. Натиснете бутона за включване, за да включите иригатора. Дръжте устните затворени, за да избегнете пръскане на вода, като поддържате малка процеп за изтичане на водата от устата в мивката.
2. Поддържайте водната струя под ъгъл 90° спрямо линията на венеца. Препоръчва се да започнете почистването от задните зъби и постепенно да придвижвате накрайника по линията на венеца към предните зъби, спирайки за момент при интерденталните пространства.
3. След всяка употреба се препоръчва да изпразните резервоара и да оставите иригатора да работи за няколко секунди, за да изтечете остатъчната вода. Отворете капака за сушене на въздух или издърпайте резервоара надолу и поставете иригатора и резервоара на добре проветриво място. Когато вътрешността изсъхне, поставете резервоара обратно и затворете капака.

Δ Предпазни мерки:


- Уверете се, че иригаторът е включен с накрайника в устата.
- Не насочвайте водната струя директно към венците.
- Не упражнявайте прекомерен натиск с накрайника върху зъбите или венците, тъй като това може да задейства защитата срещу заклиняване на мотора при мощния режим. При активиране иригаторът ще спре автоматично и всички индикатори ще мигат бяло в продължение на 10 секунди, преди да се изключи. За да възстановите нормалната работа, натиснете бутона за включване.



Грижа и поддръжка

Ежедневно почистване

4. След употреба включете иригатора и го оставете да работи за няколко секунди, за да улесните оттичането на остатъчната вода вътре в иригатора.
5. Дръжте тялото на иригатора с едната ръка, като едновременно издърпвате резервоара надолу с другата ръка.
6. Изплакнете резервоара с вода или го почистете с влажна кърпа или четка.
7. След почистване избършете тялото на иригатора и резервоара и ги съхранете на хладно и сухо място.



Забележки:

- Температурата на водата за почистване не трябва да надвишава 40°C.
- Не използвайте корозивни течности, разреждатели, алкохол и подобни за почистване на иригатора.
- Тялото на иригатора и резервоарът могат да се избърсват с влажна кърпа или четка, след което изсушете добре.
- Вътрешността на резервоара може да се почисти с четка при появата на неприятни миризми.
- Уверете се, че и вътрешността, и повърхността на резервоара са почистени.
- Почиствайте и съхранявайте иригатора след употреба, ако не се планира употреба за продължителен период.

Редовна поддръжка

- Напълнете резервоара с топла вода с температура не над 40°C. Добавете супена лъжица бял оцет и включете иригатора, докато резервоарът се изпразни напълно. Продължете работата за около 1 минута, докато иригаторът се изключи автоматично. След това напълнете отново с топла вода (не над 40°C) и включете, докато резервоарът се изпразни напълно.

Забележка:

За оптимална работа на продукта, препоръчва се извършването на редовна поддръжка на всеки 1–3 месеца.

Опазване на околната среда


Когато продуктът достигне края на своя живот, моля, извадете, изхвърлете и рециклирайте вградената батерия съгласно местните закони и наредби на страната или региона, в който се използва продуктът. Ако батерията не може да бъде извадена, изхвърлете я в строго съответствие с наредбите за класифицирани битови отпадъци.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:


- Не излагайте батерията на огън, за да предотвратите експлозия или отделяне на токсични и опасни вещества.
- Не причинявайте късо съединение на батерията, за да предотвратите запалване.
- Не разглобявайте продукта, освен ако не желаете да го изхвърлите — в противен случай ще бъде повреден.
- Батерията трябва да бъде извадена от уреда преди изхвърлянето му.
- Уредът трябва да бъде изключен от захранването при изваждане на батерията.
- Батерията трябва да се изхвърля безопасно.

Изваждане на акумулаторната батерия


1. Извадете резервоара за вода, изключете водния тръб, внимателно отворете 3-те тапи на дъното на иригатора, развийте 3-те винта по ред и свалете долния капак.




2. След отстраняване на долния капак, развийте 2-те винта отдолу на тялото на иригатора и внимателно отворете горния капак.



3. Развийте 3-те винта от горната страна на иригатора, извадете бутона за освобождаване на накрайника, извадете гумената тапа на порта за зареждане и извадете вътрешния механизъм.



4. Отрежете 3-те свързващи кабела (един по един) между батерията и основната платка на иригатора и извадете батерията.



Δ Предупреждения:

- Бъдете внимателни при изваждане на батерията, за да предотвратите евентуално късо съединение между положителните и отрицателните клеми на батерията.

- Не свързвайте продукта към захранване след изваждане на батерията.

Отстраняване на неизправности

Грешка	Възможна причина	Решение
Индикаторът за нивото на батерията не светва при зареждане	Неправилна връзка с захранването	Свържете захранването правилно
Кратко работно време след зареждане	Прекъснато зареждане	Заредете иригатора
Иригаторът не може да бъде включен	Ниско ниво на батерията	Заредете иригатора
Нисък напор на водата	Запушен накрайник	Заменете накрайника
	Запушен изходен отвор на накрайника	Заменете накрайника
	Запушена водна тръба	Почистете дъното на водната тръба

Технически характеристики

Наименование	Воден иригатор
Модел	МЕО705
Номинално напрежение/мощност	3,7V=12W
Номинален вход	5V=1A
IP защита	IPX7
Приблизително време за зареждане	Прибл. 4 часа
Тип батерия	KAN 18650 2200

Информация за изхвърляне — WEEE



Всички продукти с този символ трябва да се разделят от битовите отпадъци и да се изхвърлят отделно от домакинските отпадъци. Моля, предайте ги на определен пункт за събиране на електрически и електронни уреди, определен от правителствени или местни власти. Правилното изхвърляне ще помогне да се предотвратят потенциални негативни последствия за околната среда и човешкото здраве. За повече информация се свържете с монтажника или местните власти.

Производител: Xiaomi

Адрес: #019, 9-и етаж, Сграда 6, 33 Xi'erqi Middle Road, район Хайдиан, Пекин, Китай

За допълнителна информация: www.mi.com

За подробно е-ръководство: www.mi.com/global/support/user-guide

Произведено в Китай